

ULTRASOUNDVET 200

TERAPIA CON ULTRASONIDO

LA TERAPIA CON ULTRASOUNDVET 200 ES EFICAZ EN EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LOS TENDONES, MÚSCULOS Y LIGAMENTOS DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. TAMBIÉN SE UTILIZA PARA TRATAR ADHERENCIAS DE CICATRIZ Y RIGIDEZ ARTICULAR.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PERRO Y CABALLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 2.6", retroiluminada

Salidas

1 con manípulo de Ø 42 mm

Frecuencia

1MHz

Potencia

1,4W/cm², ±20%

Ciclo de Trabajo

De 10% a 100% en incrementos del 10%

Emisión

Continua y pulsada

Modalidad

En contacto directo y a inmersión

Alimentación

- Red
- Paquete Batería (opcional)

Tamaño


100x160x35 mm

Peso

440 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Bolsa
- 1 Dispositivo ULTRASOUNDVET 200
- 1 Manípulo Ø 42 mm - IP 68
- 1 Bote de gel de 260 ml
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



CE



PROGRAMMABLE



ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ULTRASOUNDVET 200

TERAPIA CON ULTRASONIDOS

Rev. It_08_2021

LISTA PROGRAMAS

PERRO (de peso superior a 15 kg)

Contractura muscular extremidades posteriores

Osteoartritis crónica

Adherencias de cicatriz

CABALLO

Tendinitis profunda fase 1

Tendinitis profunda fase 2

Contractura muscular