

# TECARVET 2000

## TECARTHÉRAPIE

LE MODÈLE TECARVET 2000 OFFRE TOUTE LA QUALITÉ DE LA THÉRAPIE GLOBUS TECAR DANS UNE MACHINE DE DIMENSIONS ET DE POIDS RÉDUITS, POUR GARANTIR UNE PORTABILITÉ MAXIMALE, GARDANT SON EFFICACITÉ ET SON PROFESSIONNALISME. ILA TÊTE BIPOLAIRE RÉSISTIVE SPÉCIALE PERMET D'ACCÉLÉRER LA PRÉPARATION AU TRAITEMENT.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR CHIEN ET CHAT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Écran

Dimensions 2.6", rétro-éclairé

#### Puissance

160W,  $\pm 20\%$

#### Fréquences d'émission

400KHz, 470KHz, 700KHz, 1000KHz  $\pm 10\%$

#### Modalité de traitement

Résistif bipolaire

#### Alimentation secteur

- Réseau
- Paquet batteries

#### Dimensions


170x220x60 mm





#### Poids

1100 gr

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette professionnelle pour le transport
- 1 Dispositif TECARVET 2000
- 1 Tête bipolaire de  $\varnothing$  mm 50
- 1 Gel de ml 260
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



-  RÉSISTIF
-  PROGRAMMABLE
-  PAQUET BATTERIE
-  ALIMENTATION SECTEUR

# TECARVET 2000

## TECARTHÉRAPIE

Rev. Fr\_03\_2021

### LISTE PROGRAMMES

#### CHIEN/CHAT

Ostéoarthrite

---

Contractures musculaires

---

Tendinopathies

---

Œdème