

ULTRASOUNDVET 200

ULTRASONOTHÉRAPIE

LA THÉRAPIE AVEC ULTRASOUNDVET 200 EST EFFICACE DANS LE TRAITEMENT DES PATHOLOGIES TENDINEUSES, MUSCULAIRES ET LIGAMENTAIRES DES ANIMAUX DOMESTIQUES. ELLE EST ÉGALEMENT UTILISÉE EN PRÉSENCE D'ADHÉRENCES CICATRICIELLES ET DE RIGIDITÉ ARTICULAIRE.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR CHIEN ET CHEVAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Display

Dimensions 2.6", rétro-éclairé

Sorties

1 avec tête de Ø mm 42

Fréquence

1MHz

Puissance

1,4W/cm², ±20%

Duty Cycle

De 10% à 100% au pas de 10%

Émission

Continue et pulsée

Modalité

À contact direct et à immersion

Alimentation

- Réseau
- Paquet batterie (optionnel)

Dimensions


mm 100x160x35

Poids

gr 440

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette de transport
- 1 Dispositif ULTRASOUNDVET 200
- 1 Tête Ø 42 mm - IP 68
- 1 Gel de 260 ml
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



CE



PROGRAMMABLE



ALIMENTATION SECTEUR

ULTRASOUNDVET 200

ULTRASONOTHÉRAPIE

Rev. Fr_03_2021

LISTE PROGRAMMES

CHIENS (de plus de 15 kg)

Contracture musculaire membres postérieures

Ostéoarthrite chronique

Adhérences cicatricielles

CHEVAL

Tendinite profonde phase 1

Tendinite profonde phase 2

Contracture musculaire